

Anti-Lim Kinase 1 (Limk1) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P53667

Artikelnummer: CM0006715



Einführung

IVD-tauglicher Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen LIM-Kinase 1 (LIMK1) für Western Blot, IHC-P und ELISA. Detektiert humanes, murines und Ratten-LIMK1. Ideal für die Forschung zum Aktin-Zytoskelett und zur Signaltransduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LIM-Kinase 1 (LIMK1) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	LIMK1; LIMK; LIMK-1; LIM domain kinase 1; LIM kinase 1(LIMK1)
Spezies	Mensch
Gene-ID (Mensch)	3984
Gene-ID	3984
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 630-647 der humanen LIM-Kinase 1 (LIMK1) (NP_002305.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P53667
Proteingewicht	33kDa/68kDa/70kDa/72kDa
Versand	Eisbeutel