

Anti-Lim2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P55344

Artikelnummer: CM0024978



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen menschliches LIM2 (MP19) gerichtet ist und für WB und ELISA validiert wurde.

Geeignet für die Forschung zur Linsenentwicklung und Kataraktogenese in menschlichen, murinen und Rattenproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	LIM2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MP17, MP19, CTRCT19, LIM2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3982
GenID	3982
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-110 von menschlichem LIM2 (NP_085915.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P55344
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel