

Anti-Limch1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Upq0

Artikelnummer: CM0022121

Einführung

Hochwertiger Anti-LIMCH1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Validiert in menschlichen Proben. Zielt auf ein mit Aktin-Stressfasern assoziiertes Protein ab, das die Zellmigration und Adhesion reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LIMCH1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LMO7B; LIMCH1A; LIMCH1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	22998
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 150-450 von menschlichem LIMCH1 (NP_001106189.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UPQ0
Proteingewicht	122kDa
Versand	Eisbeutel