

Anti-Lims1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P48059

Artikelnummer: CM0017114



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes LIMS1 (PINCH1), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Geeignet für humane und murine Proben. Ideal für die Erforschung von Zelladhäsion und Zytoskelett.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LIMS1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PINCH; PINCH1; PINCH-1; LIMS1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3987
GeneID	3987
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-325 des humanen LIMS1 (NP_001180417.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P48059
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Kühlakku