

Anti-Lims1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P48059

Artikelnummer: CM0030815



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen humanes LIMS1 (PINCH-1) gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für Studien zu fokalen Adhäsionen und Zellmigration. 37kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LIMS1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PINCH; PINCH1; PINCH-1; LIMS1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3987
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-325 von humanem LIMS1 (NP_001180417.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P48059
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel