

Anti-Lin28A Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H9Z2

Artikelnummer: CM0007221



Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes LIN28A, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt ein 23 kDa-Protein und kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Pluripotenz und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LIN28A Kaninchen-PolymAb®
Bemerkungen/Aliase	CSDD1; LIN28; LIN-28; ZCCHC1; lin-28A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	79727
GenID	79727
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 100-200 von humanem LIN28A enthält. (NP_078950.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H9Z2
Proteinmasse	23 kDa
Versand	Eisbeutel