

Anti-Lin28A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H9Z2

Artikelnummer: CM0027786



Einführung

Hochwertiger Anti-LIN28A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Zielt auf menschliches und murines LIN28A ab, einen Schlüsselregulator der Pluripotenz und der miRNA-Biogenese. Ideal für Stammzell- und Onkologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LIN28A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CSDD1; LIN28; LIN-28; ZCCHC1; lin-28A; LIN28A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	79727
GenID	79727
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-209 von menschlichem LIN28A (NP_078950.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9H9Z2
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel