


Anti-Lin28B Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q6Zn17

Artikelnummer: CM0012596



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes LIN28B, validiert für WB, IP, IHC-P und ELISA. LIN28B ist ein wichtiger Regulator der microRNA-Biogenese, entscheidend für die Pluripotenz von Stammzellen und die Krebsentwicklung. Ideal für diagnostische und wissenschaftliche Anwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LIN28B Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	CSDD2; LIN28B
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	389421
Gen-ID	389421
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-163 von humanem LIN28B (Q6ZN17) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q6ZN17
Proteinmasse	27 kDa
Versand	Eisbeutel