

Anti-Lin7C Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Nup9

Artikelnummer: CM0023677



Einführung

Anti-LIN7C kaninchenpolyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und rattem LIN7C (Q9NUP9). Geeignet für die Untersuchung von Zellpolarität, Membrantrafficking und synaptischer Organisation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LIN7C Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MALS3; VELI3; LIN-7C; MALS-3; LIN-7-C; LIN7C
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55327
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-70 von humanem LIN7C (NP_060832.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NUP9
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel