

Anti-Lin9 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q5Tka1

Artikelnummer: CM0024434



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes LIN9 (TGS, BARA), validiert für WB und ELISA. Geeignet für humane und murine Proben. Ideal für die Zellzyklus- und Tumorsuppressor-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LIN9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TGS; BARA; TGS1; TGS2; Lin-9; BARPsv; LIN9
Spezies	Human
GeneID (Human)	286826
GeneID	286826
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 350-470 von humanem LIN9 (NP_775106.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q5TKA1
Protein-Gewicht	62kDa
Versand	Eisbeutel