

Anti-Lingo1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Fe5

Artikelnummer: CM0024874



Einführung

LINGO1 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes LINGO1 (Q96FE5) gerichtet ist, validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus, geeignet für Studien zur axonalen Regeneration und Myelinisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LINGO1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	LERN1, MRT64, LRRN6A, UNQ201, LINGO1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	84894
GenID	84894
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 42-240 von humanem LINGO1 (NP_116197.4) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q96FE5
Proteingewicht	70kDa
Versand	Eisbeutel