

## Anti-Lins1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Ng48

Artikelnummer: CM0014439

### Einführung

Anti-LINS1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und ratten LINS1-Protein (86 kDa). Ideal für Wnt-Signalweg- und geistige Behinderungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | LINS1 Kaninchen pAb                                                                                                            |
| Bemerkungen/Alias | LINS; MRT27; WINS1; LINS1                                                                                                      |
| Spezies           | Human                                                                                                                          |
| GenelD            | 55180                                                                                                                          |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 541-700 von humanem LINS1 (NP_001035706.1) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                      |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                         |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                             |
| SWISS             | Q8NG48                                                                                                                         |
| Proteingewicht    | 86kDa                                                                                                                          |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                      |