


Anti-Lipa Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P38571

Artikelnummer: CM0030089



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes LIPA (lysosomale saure Lipase), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Ratte. Geeignet für die Forschung im Bereich Lipidstoffwechsel und lysosomale Speicherkrankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LIPA Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	LAL; CESD; LIPA
Spezies	Human
GeneID (Human)	3988
GeneID	3988
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 110-399 des humanen LIPA (NP_001121077.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	P38571
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eistasche