


Anti-Lipf Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P07098

Artikelnummer: CM0030045



Einführung

LIPF Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB-, ELISA-Anwendungen; erkennt Human, Maus, Ratte. Zielgerichtet auf gastrische Triacylglycerol-Lipase (P07098); sekretiertes Enzym für die Lipidstoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LIPF Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GL; HGL; HLAL; LIPF
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	8513
Gen-ID	8513
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 219-398 von humanem LIPF (NP_004181.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P07098
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel