

Anti-Lipg Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y5X9

Artikelnummer: CM0023184

Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen menschliches Endothelial Lipase (LIPG). Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Forschung zu Lipidstoffwechsel und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LIPG Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EL; EDL; PRO719; LIPG
Spezies	Mensch
Gen-ID	9388
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 251-500 von menschlichem LIPG (NP_006024.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Y5X9
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel