

Anti-Liph Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb & Elisa - Q8Wwy8

Artikelnummer: CM0018748

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches LIPH (Lipase-Mitglied H) gerichtet ist, eine Phospholipase A1, die selektiv für Phosphatidsäure ist. Geeignet für Western Blotting (WB) und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Unterstützt Studien zum Lipidstoffwechsel und zur Haarbeologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LIPH Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AH; LAH2; ARWH2; HYPT7; LPDLR; PLA1B; mPA-PLA1; LIPH
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	200879
GenID	200879
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350-450 von menschlichem LIPH (NP_640341.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8WWY8
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel