

Anti-Lipin 1 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q14693

Artikelnummer: CM0016719

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Lipin-1 (LPIN1), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte, ideal für die Forschung zu Lipidstoffwechsel und Adipogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Lipin 1 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	PAP1; Lipin 1
Spezies	Human
GenelD	23175
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 261-414 von humanem Lipin 1 (NP_663731.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q14693
Proteingewicht	99 kDa
Versand	Eisbeutel