

Anti-Lipin 1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14693

Artikelnummer: CM0026227

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches Lipin 1 (LPIN1) gerichtet ist und für Western Blot und ELISA validiert wurde. Erkennt menschliche, murine und rattige Spezies. Nützlich für die Untersuchung des Lipidstoffwechsels, der Adipozytendifferenzierung und der Genregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Lipin 1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PAP1; Lipin 1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23175
GenID	23175
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 261-414 von menschlichem Lipin 1 (NP_663731.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14693
Proteingewicht	99kDa
Versand	Eisbeutel