


Anti-Lipocalin-2/Ngal Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P80188

Artikelnummer: CM0027369



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes Lipocalin-2/NGAL (SWISS P80188). Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Eisentransport, Immunität und Biomarkern.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Lipocalin-2/NGAL Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p25; 24p3; MSFI; NGAL; Lipocalin-2/NGAL
Spezies	Mensch
GeneID (human)	3934
GeneID	3934
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P80188
Protein-Gewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel