


Anti-Lipocalin-2/NGal Kaninchen-Polymab® Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P80188 / P11672

Artikelnummer: CM0011812



Einführung

Polymorpher monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes/mäusliches Lipocalin-2/NGAL. Validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Geeignet für Apoptose-, angeborene Immunitäts- und Eisenstoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Lipocalin-2/NGAL Kaninchen-PolymAb®
Bemerkungen/Alias	p25; 24p3; MSFI; NGAL; Lipocalin-2/NGAL; AW212229; NRL; Sip24
Spezies	Mensch/Maus
GenID (Mensch)	3934
GenID	3934/16819
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem/mäuslichem Lipocalin-2/NGAL
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P80188/P11672
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel