


Kaninchen-Monoklonaler Anti-Lis1-Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P43034

Artikelnummer: CM0011212



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Anti-LIS1-(PAFAH1B1)-Antikörper für WB, IF/ICC, IP und ELISA. Validiert für Mensch, Maus und Ratte; erkennt ein 47-kDa-Protein, das an der Dynein-Regulation und der neuronalen Migration beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LIS1-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	MDS; LIS1; LIS2; MDCR; NudF; PAFAH
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5048
Gen-ID	5048
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen LIS1 (P43034) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P43034
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Kühlakku