


Anti-Lkb1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q15831

Artikelnummer: CM0021725



Einführung

LKB1-Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Erkennt den Tumorsuppressor STK11 (Q15831), ideal für Studien zu Stoffwechsel, Polarität und DNA-Schäden.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LKB1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PJS; LKB1; hLKB1
Spezies	Human
GeneID (Human)	6794
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 134-433 von humanem LKB1 (NP_000446.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q15831
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Eistasche