


Anti-Lkb1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q15831

Artikelnummer: CM0004747



Einführung

Menschliches LKB1 (STK11) Kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für Western Blot, IHC-P, IP und ELISA. Erkennt endogenes LKB1 in Proben von Menschen, Mäusen und Ratten. Ideal für Forschung zu Stoffwechsel, Zellpolarität und Tumorsuppressoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] LKB1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PJS; LKB1; hLKB1; B1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6794
Gen-ID	6794
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 134-433 von menschlichem LKB1 enthält. (NP_000446.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15831
Proteinmasse	49 kDa
Versand	Eispackung