

Anti-LLgl1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15334

Artikelnummer: CM0018751



Einführung

Anti-LLGL1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattes LLGL1, ein 115 kDa Zellpolaritätsprotein, das an der Tumorsuppression und Neuroentwicklung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
LLGL1 Kaninchen pAb	
Bemerkungen/Alias	DLG4; HUGL; LLGL; Lgl1; Mgl1; HUGL1; HUGL-1; LLGL1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3996
GenID	3996
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-190 von menschlichem LLGL1 (NP_004131.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15334
Proteingewicht	115kDa
Versand	Eisbeutel