


Anti-LLph Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9BrT6

Artikelnummer: CM0023814



Einführung

LLPH Kaninchen-Polyklonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human und Ratte. Geeignet für Studien zu dendritischem und Spines-Wachstum sowie synaptischer Übertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LLPH Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	hLLP; C12orf31; LLPH
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	84298
Gen-ID	84298
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-129 von humanem LLPH (NP_115714.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	Q9BRT6
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel