


Anti-Lman1-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P49257

Artikelnummer: CM0011186



Einführung

LMAN1-Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA; erkennt humanes, murines und Ratten-ERGIC-53, einen Cargo-Rezeptor für den Transport vom ER zum Golgi-Apparat. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	LMAN1-Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Alias	MR60, gp58, F5F8D, FMFD1, MCFD1, ERGIC53, ERGIC-53, LMAN1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3998
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen LMAN1 (P49257) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49257
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Kühlakku