


Anti-Lman1 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49257

Artikelnummer: CM0016531



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes LMAN1 (ERGIC-53, MR60) für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Unterstützt die Forschung zu intrazellulären Lektinen und dem ER-Golgi-Proteintransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LMAN1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	MR60; gp58; F5F8D; FMFD1; MCFD1; ERGIC53; ERGIC-53; LMAN1
Spezies	Human
GeneID (Human)	3998
GeneID	3998
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 270-480 des humanen LMAN1 (NP_005561.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P49257
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Kühlakku