

Anti-Lman2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q12907

Artikelnummer: CM0016507

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes LMAN2 (VIP36), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. LMAN2 ist ein intrazelluläres Lektin, das am Glykoprotein-Transport im frühen sekretorischen Weg beteiligt ist. Ideal für zellbiologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LMAN2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GP36B; VIP36; C5orf8; LMAN2
Spezies	Human
GeneID (Human)	10960
GeneID	10960
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 190-320 von humanem LMAN2 (NP_006807.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q12907
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eistasche