

Anti-Lman2L Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9H0V9

Artikelnummer: CM0019716

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes LMAN2L (VIPL), geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von ER-zu-Golgi-Glykoprotein-Transport und ERGIC-53-Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LMAN2L Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	VIPL; MRD69; MRT52; LMAN2L
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	81562
Gen-ID	81562
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 189-348 des humanen LMAN2L (NP_110432.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H0V9
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Eisbeutel