

Anti-Lmbrd1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nun5

Artikelnummer: CM0013409

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes LMBRD1, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes und murines LMBRD1, nützlich für die Erforschung des Cobalamintransports und des Insulinrezeptor-Traffickings.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LMBRD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NESI; LMBD1; MAHCF; C6orf209; LMBRD1
Spezies	Human
GeneID (Human)	55788
GeneID	55788
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 220-300 des humanen LMBRD1 (NP_060838.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9NUN5
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eistasche