

Anti-Lmo1 (Rhombotin-1) Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - P25800

Artikelnummer: CM0025953

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes LMO1 (Rhombotin-1), validiert für WB und ELISA. Geeignet für Studien zur neuronalen Genregulation, LIM-Domänen-Proteinen und T-Zell-Leukämie. Spezifisch für den Menschen, mit einer vorhergesagten Bande von ca. 18 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LMO1 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	TTG1; RBTN1; RHOM1; LMO1
Spezies	Human
GeneID (Human)	4004
GeneID	4004
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-156 des humanen LMO1 (NP_002306.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P25800
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Kühlakku