

Anti-Lmo2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P25791

Artikelnummer: CM0004141



Einführung

Hochwertiger Anti-LMO2 Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB und ELISA. Erkennt humanes LMO2 (18 kDa), einen nukleären Transkriptionsregulator, der für die Erythrozytenentwicklung essentiell ist. Ideal für die Hämatopoese- und Leukämieforschung von CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LMO2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TTG2; LMO-2; RBTN2; RHOM2; RBTNL1; LMO2
Spezies	Human
GeneID (Human)	4005
GeneID	4005
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P25791
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eistasche