

Anti-Lmo2-Kaninchen-Polykörper Für Wb, Elisa - P25791

Artikelnummer: CM0022407



Einführung

Kaninchen-Polykörper gegen humanes LMO2 (Rhombotin-2). Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Für die Erforschung der Erythrozytenentwicklung und von Leukämien. 18 kDa. UniProt P25791.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LMO2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	TTG2; LMO-2; RBTN2; RHOM2; RBTN1; LMO2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	4005
GeneID	4005
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-158 des humanen LMO2 (NP_001135788.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polykörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P25791
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Kühlakku