


Anti-Lmo4 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb Und Elisa - P61968

Artikelnummer: CM0007859



Einführung

Kaninchen-Monoklonalantikörper, der gegen menschliches LMO4 (LIM-Domain-Transkriptionsfaktor LMO4) gerichtet ist, geeignet für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Transkriptionsregulation und der Entwicklung von Motoneuronen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LMO4 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	LMO4
Spezies	Mensch
Gen-ID	8543
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 66-165 von menschlichem LMO4 (P61968) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P61968
Proteinmasse	18kDa
Versand	Eisbeutel