


Anti-Lmo4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If/Icc Und Elisa - P61968

Artikelnummer: CM0027672



Einführung

Kaninchen-anti-LMO4 polyklonaler Antikörper, validiert für IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und ratten LMO4. Ideal für Studien zur Transkriptionsregulation, Motoneuron-Identität und Onkoproteinen. SWISS: P61968.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LMO4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LMO4
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	8543
Gen-ID	8543
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-165 von humanem LMO4 (NP_006760.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P61968
Protein-Gewicht	18kDa
Versand	Eisbeutel