


Anti-Lmod1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P29536

Artikelnummer: CM0030751



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes LMOD1, validiert in WB, IHC-P, ELISA. Ziel ist Leiomodin-1, ein Aktin-Nukleationsfaktor, der für die Kontraktilität glatter Muskulatur entscheidend ist. Geeignet für die Forschung in Muskelbiologie und Autoimmunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	LMOD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	1D; D1; 64kD; MMIHS3; SMLMOD; SM-LMOD; LMOD1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	25802
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 29-187 von humanem LMOD1 (NP_036266.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P29536
Proteingewicht	67kDa
Versand	Eistasche