

Anti-Lmx1B Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 060663

Artikelnummer: CM0016937

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes LMX1B, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich für die Untersuchung der Podozytentranskriptionsregulation und der Gliedmaßenentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LMX1B Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	NPS1; FSGS10; LMX1.2; LMX1B
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	4010
GeneID	4010
Immunogen	Künstliches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem LMX1B entspricht (NP_001167618.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60663
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel