

Anti-Lmx1B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O60663

Artikelnummer: CM0027315

Einführung

Rekombinanzbasierter polyklonaler Kaninchenantikörper, der gegen den menschlichen LMX1B-Transkriptionsfaktor gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Ratte. Geeignet für die Podozytenbiologie und die Forschung zur Gliedmaßenentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LMX1B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NPS1; FSGS10; LMX1.2; LMX1B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4010
GenID	4010
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 136-395 von menschlichem LMX1B (NP_002307.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	O60663
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel