

Anti-Lnx1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Tbb1

Artikelnummer: CM0027058



Einführung

LNK1 kaninchen-polyklonaler Antikörper, geeignet für Western Blot (WB) und ELISA; erkennt menschliches, murines und Ratten-LNX1, eine E3-Ubiquitin-Protein-Ligase, die den Abbau von NUMB und Endocytose-Gerüste vermittelt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LNK1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	LNK; MPDZ; PDZRN2; LNK1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	84708
GenID	84708
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 501-594 von menschlichem LNK1 (NP_001119800.1) homolog ist.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8TBB1
Proteingewicht	81kDa
Versand	Eisbeutel