

Anti-Lonp2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q86Wa8

Artikelnummer: CM0022885

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes LONP2, geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Zielt auf peroxisomale Lon-Protease, nützlich für die Erforschung des peroxisomalen Proteinabbaus und der Stoffwechselregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LONP2 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	LONP, PLON, LONPL, PSLON, LONP2
Spezies	Mensch
Gen-ID	83752
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-300 des humanen LONP2 (NP_113678.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q86WA8
Proteingewicht	95kDa
Versand	Eisbeutel