

Anti-Loricrin Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P23490

Artikelnummer: CM0023232

Einführung

Loricrin Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, IF-P, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf das wichtigste Keratinozyten-Hüllprotein ab. Ideal für Dermatologie- und Keratinisierungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LORICRIN Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LOR; LORICRIN
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4014
Gen-ID	4014
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem LORICRIN entspricht (NP_000418.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23490
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eispackung