

Anti-Lox-Polyklonaler Antikörper Für Wb - P28300

Artikelnummer: CM0029275

Einführung

Entdecken Sie diesen LOX-Kaninchen-Polyklonalantikörper (P28300), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit menschlichem, murinem und rattem LOX; rekombinantes Protein-Immunogen; 47 kDa. Ideal zur Untersuchung der Kollagen/Elastin-Vernetzung und der Tumorsuppression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LOX Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AAT10; LOX
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4015
GenID	4015
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 300-400 von menschlichem LOX (NP_002308.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P28300
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel