

Polyklonaler Anti-Loxl1-Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q08397

Artikelnummer: CM0014866

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes LOXL1, validiert für WB, IF-P und ELISA. Erkennt humanes und murines LOXL1, eine Lysyloxidase, die für die Vernetzung von Kollagen und Elastin in der extrazellulären Matrix entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Detail
Produktname	Polyklonaler LOXL1-Kaninchenantikörper
Bemerkungen/Alias	LOL, LOXL, LOXL1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	4016
GeneID	4016
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 95-370 des humanen LOXL1 (NP_005567.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q08397
Proteingewicht	63 kDa
Versand	Kühlakku