

Anti-Loxl1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q08397

Artikelnummer: CM0004547

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes LOXL1, geeignet für WB- und ELISA-Anwendungen. Auf Kreuzreaktivität mit humanen Proben validiert. Proteingewicht 63kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LOXL1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	LOL; LOXL; LOXL1
Spezies	Human
GeneID (Human)	4016
GeneID	4016
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 95-370 von humanem LOXL1 entspricht. (NP_005567.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q08397
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eistasche