

Anti-Loxl2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y4K0

Artikelnummer: CM0004929



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen menschliches LOXL2 für Anwendungen in WB und ELISA. Zielt auf Lysyloxidase-Homolog 2 ab, das an Chromatin-Remodellierung, EMT und Quervernetzung der extrazellulären Matrix beteiligt ist. Kreuzreaktiv mit Mensch. ~87 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LOXL2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	LOR; LOR2; WS9-14; LOXL2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4017
Gen-ID	4017
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 675-774 von menschlichem LOXL2 (Q9Y4K0)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9Y4K0
Proteingewicht	87 kDa
Versand	Eisbeutel