

Anti-Loxl2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y4K0

Artikelnummer: CM0016999



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes LOXL2 gerichtet ist und für Western Blot und ELISA validiert wurde. Reagiert mit humanen, murinen und Ratten-Proben. Ideal für die Untersuchung von Lysyl-Oxidase-Homolog 2 in EMT, Chromatinregulation und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LOXL2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LOR; LOR2; WS9-14; LOXL2
Spezies	Mensch
Gen-ID	4017
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 51-290 von humanem LOXL2 (NP_002309.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y4K0
Proteingewicht	87kDa
Versand	Eisbeutel