

Anti-Lpar2 (Edg4, Lpa2) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Hbw0

Artikelnummer: CM0018581



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes LPAR2 (EDG4, LPA2) für WB und ELISA. Das Ziel ist ein Lysophosphatidsäure-Rezeptor, der an G-Protein-gekoppelte Signalwege und diverse zelluläre Aktivitäten beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LPAR2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EDG4; LPA2; EDG-4; LPA-2; LPAR2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9170
GenID	9170
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 von humanem LPAR2 (NP_004711.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9HBW0
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel