

Anti-Lpar4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99677

Artikelnummer: CM0021292

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen den menschlichen LPAR4/LPA4-Rezeptor (Q99677). Validiert für Western Blot und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu GPCR- und Lysophosphatidsäure-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LPAR4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	LPA4; P2Y9; GPR23; P2RY9; P2Y5-ÄHNLICH; LPAR4
Art	Mensch
GenID (Mensch)	2846
GenID	2846
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 311-370 des menschlichen LPAR4 (Q99677) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99677
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel