

Anti-Lpcat1 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nf37

Artikelnummer: CM0030249

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen menschliches LPCAT1, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Phospholipidmetabolismus und der Biosynthese von Plättchen-aktivierendem Faktor.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LPCAT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	AYTL2; lpcat; AGPAT9; LPLAT8; PFAAP3; AGPAT10; LPCAT-1; lysoPAFAT; LPCAT1
Spezies	Mensch
GenID	79888
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 325-534 von menschlichem LPCAT1 (NP_079106.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8NF37
Proteingewicht	59 kDa
Versand	Eisbeutel