

Anti-Lpcat4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q643R3

Artikelnummer: CM0018277

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes LPCAT4, reaktiv mit Human- und Mausprotein. Ideal für WB- und ELISA-Anwendungen. LPCAT4 ist eine Lysophospholipid-Acyltransferase, die am Phospholipidstoffwechsel beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LPCAT4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	AYTL3; AGPAT7; LPEAT2; LPLAT10; LPAAT-eta; LPCAT4
Spezies	Human
GeneID (Human)	254531
GeneID	254531
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 345-524 von humanem LPCAT4 (NP_705841.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q643R3
Protein-Gewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel